


Anleitung zum Aufrufen der Software – Tour 800, Optima 600 und Optima 800


- Schalten Sie den Display ein.
- Gehen Sie in die Geräteeinstellungen.



- Unter Gerätedaten finden Sie Ihre aktuelle Softwareversion.

Instructions for accessing the software - Tour 800, Optima 600 and Optima 800


- Turn on the display.
- Go to device settings.



- Under device data, you will find your current software version.

Instructions pour accéder au logiciel - Tour 800, Optima 600 et Optima 800

- Allumez l'écran.
- Accédez aux paramètres de l'appareil.



- Sous les données de l'appareil, vous trouverez votre version logicielle actuelle.